

mandel+rupp

Nadeln

2025 - 01

Inhaltsverzeichnis

<u>Knochenmark-/Beckenkammnadeln</u>	2 - 11
<u>Knochenbiopsienadeln</u>	12 - 13
<u>Biopsienadeln</u>	14 - 21
<u>Chiba-Nadeln</u>	22 - 24
<u>WANG-Nadeln</u>	25 - 27
<u>Zubehör</u>	28 - 36

Knochenmark-/Beckenkammnadeln

[Knochenmarknadel „CatchSystem“](#)

[Beckenkammnadel „CORTEX“](#)

[Beckenkammnadel „EvoTrap“](#)

[Beckenkammnadel „RETRIEVE“](#)

[Aspirationsnadel „SELECTIVE“](#)


[Aspirationsnadel „SELECTIVE ERG“](#)

[Aspirationsnadel „SELECTIVE ILY“](#)

[Aspirationsnadel „ISTAN“](#)

[Aspirationsnadel „BMH“](#)

Knochenmarknadel „CatchSystem“ Zylinderstanznadel für den Beckenkamm



Einzigartiges Biopsie-System

- ✓ Durch den Probennehmer ist eine sichere Bergung des Zylinders gewährleistet.
- ✓ Erheblich weniger Schmerzen für den Patienten, da keinerlei Deflexion der Nadel notwendig ist.
- ✓ Die sehr scharfe Trokarspitze des Mandrins erleichtert das Eindringen in den Knochen erheblich.
- ✓ Der Kronenschliff der Nadel schneidet den Rand der Gewebeprobe, statt ihn zu quetschen.
- ✓ Der ergonomische Griff liegt gut in der Hand.



Bestell-Nr.	Ø Gauge	Ø mm	Länge cm
Knochenmarknadel „Catchsystem“, Einmalprodukt, Verpackungseinheit 10 Stück			
Z-CS08-10	8	4	10
Z-CS08-15			15
Z-CS09-10	9	3,5	10
Z-CS09-15			15
Z-CS11-10	11	3	10
Z-CS11-15			15


Beckenkammnadel „CORTEX“ Jamshidinadel zur Knochenmarkbiopsie



- ✓ Atraumatische Nadelspitze mit Kronenschliff
- ✓ Durch Luer-Lock-Ansatz auch Zytologie möglich
- ✓ Sehr scharfe Trokarspitze
- ✓ Bessere Handhabung durch anatomisch geformtem Griff
- ✓ Schutzkappe zur sicheren Probenentnahme
- ✓ Luer-Lock aus Metall

Bestell-Nr.	Ø Gauge	Ø mm	Länge cm
Beckenkammnadel CORTEX, Verpackungseinheit 10 Stück, Einmalprodukt			
Z-BP 7-10	7	4,5	10
Z-BP 8-10	8	4,0	
Z-BP 9-10	9	3,5	
Z-BP 11-10	11	3,0	
Z-BP 13-10	13	2,5	
Z-BP 7-15	7	4,5	15
Z-BP 8-15	8	4,0	
Z-BP 9-15	9	3,5	
Z-BP 11-15	11	3,0	
Z-BP 13-15	13	2,5	

Beckenkammnadel "EvoTrap" Mit „Trap“-System zur Probenentnahme



- ✓ Signifikante Erleichterung bei der Entnahme großer Gewebeproben.
- ✓ Tests zeigen eine ca. 35-45% größere Probe (Gewicht) gegenüber herkömmlichen Nadeln aller Durchmesser.
- ✓ Sichere und einfache Punktion; das Trauma für den Patienten wird durch das trokar geschliffene Stilet und die sehr scharfe Nadel reduziert.
- ✓ „EvoTrap“ sorgt für eine intakte Gewebeprobe und für eine sichere Diagnose.
- ✓ Durch den Arretierungsmechanismus des Stiletts am Griff wird eine vorzeitige Entkopplung sicher verhindert.

Bestell-Nr.	Ø Gauge	ca. Ø mm	Länge cm
Beckenkammnadel "EvoTrap", Verpackungseinheit 5 Stück, Einmalprodukt			
RDT 8-15	8	4	15
RDT 9-10	9	3,5	10
RDT 9-15			15
RDT 11-10	11	3,0	10
RDT 11-15			15
RDT 13-10	13	2,5	10
RDT 13-15			15


Beckenkammnadel "RETRIEVE" Jamshidinadel zur Knochenmarkbiopsie



- ✓ Atraumatische Nadelspitze mit Kronenschliff
- ✓ Durch Luer-Lock-Ansatz auch Zytologie möglich
- ✓ Sehr scharfe Trokarspitze
- ✓ Bessere Handhabung durch anatomisch geformtem Griff
- ✓ Schutzkappe zur sicheren Probenentnahme
- ✓ Luer-Lock aus Metall

Bestell-Nr.	Ø Gauge	Ø mm	Länge cm
Beckenkammnadel "RETRIEVE", Verpackungseinheit 5 Stück, Einmalprodukt			
RDS 7-10	7	4,5	10
RDS 8-10	8	4,0	
RDS 9-10	9	3,5	
RDS 11-10	11	3,0	
RDS 13-10	13	2,5	
RDS 7-15	7	4,5	15
RDS 8-15	8	4,0	
RDS 9-15	9	3,5	
RDS 11-15	11	3,0	
RDS 13-15	13	2,5	

Aspirationsnadel „SELECTIVE“ Nadel zur sternal-iliacus Aspiration




- ✓ Auch ohne Tiefenanschlag zur Aspiration am Darmbeinkamm nutzbar
- ✓ Atraumatische Nadelspitze mit Dreifachschliff
- ✓ Bessere Handhabung durch anatomisch geformtem Griff
- ✓ Luer-Lock aus Metall

Bestell-Nr.	Ø Gauge	Ø mm	Länge mm		
			Minimum	Original	Maximum
Aspirationsnadel, Einmalprodukt, Verpackungseinheit 10 Stück					
Z-ST 14-30	14	2,1	5	30	45
Z-ST 14-47			22	47	60
Z-ST 15-30	15	1,8	5	30	45
Z-ST 15-47			22	47	60
Z-ST 16-30	16	1,6	5	30	45
Z-ST 16-47			22	47	60
Z-ST 18-30	18	1,2	5	30	45
Z-ST 18-47			22	47	60

Weitere Größen auf Anfrage

Aspirationsnadel „SELECTIVE ERG“ Nadel zur sternal-iliacus Aspiration




- ✓ Atraumatische Nadelspitze mit Dreifachschliff
- ✓ Nadel- und Stilettspitze sind perfekt aufeinander abgestimmt
- ✓ Einstellbarer Nadelstopp
- ✓ Luer-Lock aus Metall
- ✓ Bessere Handhabung durch anatomisch geformtem Griff

Bestell-Nr.	Ø Gauge	Ø mm	Länge mm		
			Minimum	Original	Maximum
Aspirationsnadel, Einmalprodukt, Verpackungseinheit 10 Stück					
Z-ITA 14-30	14	2,1	5	30	45
Z-ITA 14-47			22	47	60
Z-ITA 15-30	15	1,8	5	30	45
Z-ITA 15-47			22	47	60
Z-ITA 16-30	16	1,6	5	30	45
Z-ITA 16-47			22	47	60

Weitere Größen auf Anfrage

Aspirationsnadel „SELECTIVE ILY“ Nadel zur iliacus Aspiration



- ✓ Speziell zur Aspiration am Darmbeinkamm als sehr gute **Alternative** zu den häufig verwendeten **Sternalpunktionsnadeln**
- ✓ Atraumatische Nadelspitze mit Dreifachschliff
- ✓ Bessere Handhabung durch anatomisch geformtem Griff
- ✓ Durchgehende Stahlnadel, Luer-Lock aus Metall

Bestell-Nr.	Ø Gauge	Ø mm	Länge cm
Aspirationsnadel, Einmalprodukt, Verpackungseinheit 10 Stück			
Z-IT 13-07	13	2,5	7
Z-IT 14-07	14	2,1	
Z-IT 15-07	15	1,8	10
Z-IT 15-10			
Z-IT 15-12			

Weitere Größen auf Anfrage

Aspirationsnadel "ISTAN" Nadel zur sternal-iliacus Aspiration



- ✓ Auch ohne Tiefenanschlag zur Aspiration am Darmbeinkamm nutzbar
- ✓ Atraumatische Nadelspitze mit Dreifachschliff
- ✓ Bessere Handhabung durch anatomisch geformtem Griff
- ✓ Luer-Lock aus Metall

Bestell-Nr.	Ø Gauge	Ø mm	Länge mm	
			Minimum	Maximum
Aspirationsnadel "ISTAN", Einmalprodukt, Verpackungseinheit 10 Stück				
IST1501	15	1,8	10	44
IST1503			25	60
IST1601	16	1,6	10	44
IST1603			25	60
IST1801	18	1,2	10	44
IST1803			25	60

Weitere Größen auf Anfrage

Aspirationsnadel "BMH" Nadel zur iliacus Aspiration



- ✓ Speziell zur Aspiration am Darmbeinkamm als sehr gute **Alternative** zu den häufig verwendeten **Sternalpunktionsnadeln**
- ✓ Atraumatische Nadelspitze mit Dreifachschliff
- ✓ Bessere Handhabung durch anatomisch geformtem Griff
- ✓ Durchgehende Stahlnadel, Luer-Lock aus Metall


Bestell-Nr.	Ø Gauge	ca. Ø mm	Länge cm
Aspirationsnadel "BMH", Einmalprodukt, Verpackungseinheit 5 Stück			
BMH 13-10	13	2,5	10
BMH 15-07	15	1,8	7
BMH 15-10			10
BMH 15-12			12
BMH 16-12	16	1,3	12

Weitere Größen auf Anfrage

Knochenbiopsienadeln

[Knochenbiopsiesystem „BONOPTY“](#)

Knochenbiopsiesystem „BONOPTY“ Penetrations- und Biopsiesystem



Neuartige exzentrische Bohrspitze

- ✓ Einfache Durchdringung der Kortikalis mit Hilfe des exzentrischen Bohrers
- ✓ Bohrt ein Loch, größer als der eigene Durchmesser
- ✓ Die gute Verankerung der Hohlneedle im Knochen ermöglicht sehr einfach mehrfache Probeentnahmen oder andere Eingriffe, wie z.B. Tumor-Ablationen
- ✓ Das Penetrations-Set ist kompatibel zu vielen anderen Instrumenten
- ✓ Erhöhter Komfort sowohl für den Patienten als auch für den Operateur

Bestell-Nr.	Außen-Ø, Gauge	Länge cm
Penetrations-Set mit Hohlneedle, exzentrischem Bohrer und Tiefenmesslehre, Einmalprodukt, Verpackungseinheit 5 Stück		
AP-101062	14	6,5
AP-101072		9,5
AP-101082		13
AP-121272		10
Biopsie-Set mit Stilet, Ejektorstift und Tiefenmesslehre, Einmalprodukt, Verpackungseinheit 5 Stück		
AP-101063	15	13
AP-101073		16
AP-101083		19,5
AP-121273		16,5
Extended Drill, Bohrer Verlängerung, Einmalprodukt, Verpackungseinheit 5 Stück		
AP-101074	15	16
AP-121274	13	16,5

Biopsienadeln

[Aspirationsnadel „HEPAMOD“ Typ Menghini](#)

[Aspirationsnadel „HEPASYS“ Typ Menghini](#)

[Aspirationsnadel „SONOPSY-C1“](#)

[Biopsiesystem „ULTIMATE“](#)

[AprioCore plus](#)

[Biopsienadel „Morrison“](#)

Aspirationsnadel „HEPAMOD“ Typ Menghini Aspirationsnadel zur Histologie und Zytologie



- ✓ Spezielle Ultraschallsichtbarkeit
- ✓ Die dünnwandige Kanüle ermöglicht größere Biopsate als üblich
- ✓ Ideal für histologische **Leberbiopsien**
- ✓ Stilet mit rasiermesserscharfer Spitze
- ✓ Entferntbarer Marker mit Zentimetereinteilung
- ✓ Gleitstopper mit Farbcode
- ✓ Vakuum arretierbar
- ✓ Inneres Stilet verhindert das Aufsammeln von Fremdmaterial

Bestell-Nr.	Ø Gauge	Ø mm	Länge cm
Aspirationsnadel, Einmalprodukt, Verpackungseinheit 10 Stück			
Z-HM 17-07	17	1,4	7
Z-HM 17-09			9
Z-HM 17-10			10
Z-HM 17-15			15
Z-HM 17-20			20
Z-HM 20-09	20	0,9	9
Z-HM 20-10			10
Z-HM 20-12			12
Z-HM 20-15			15
Z-HM 20-20			20

Weitere Größen auf Anfrage

[Inhaltsverzeichnis](#)

[Biopsienadeln](#)

Aspirationsnadel "HEPASYS" Typ Menghini Aspirationsnadel-Set zur perkutanen Leberbiopsie



Informationen finden Sie auf der nächsten Seite

Beschreibung

- ✓ Spezielle Ultraschallsichtbarkeit
- ✓ Die dünnwandige Kanüle ermöglicht größere Biopsate als üblich
- ✓ Ideal für histologische **Leberbiopsien**
- ✓ Menghini Typ mit Schneidespitze
- ✓ Tiefenmarkierungen auf der Nadel
- ✓ Vakuum arretierbar
- ✓ Inneres Stilett verhindert das Aufsammeln von Fremdmaterial
- ✓ 10 cc Spritze mit Stopper, Skalpell, Hohnadel mit Obturator und Injektionsnadel

Bestellinformation

Bestell-Nr.	Ø Gauge	Ø mm	Länge cm
Aspirationsnadel "Hepasys", Einmalprodukt, Verpackungseinheit 10 Stück			
Z-HE 15-7	15	1,8	7
Z-HE 15-9			9
Z-HE 15-15			15
Z-HE 16-7	16	1,60	7
Z-HE 16-9			9
Z-HE 16-15			15
Z-HE 17-7	17	1,47	7
Z-HE 17-9			9
Z-HE 17-15			15
Z-HE 18-7	18	1,27	7
Z-HE 18-9			9
Z-HE 18-15			15

Weitere Größen auf Anfrage

Aspirationsnadel „SONOPSY-C1“ Biopsienadel zur Aspiration



Besondere Merkmale

- ✓ Für die Histologie und Zytologie geeignet
- ✓ Sicherer Probengewinn durch großes Vakuum
- ✓ Besonders gut sichtbar im Ultraschall
- ✓ Für einhändige Anwendung
- ✓ Mandrin mit sehr scharfer Trokarspitze
- ✓ Skala in 10-mm-Schritten von der Spitze der Nadel

Bestell-Nr.	Größe
Aspirationsnadel für die Histologie und Zytologie, Einmalprodukt, Verpackungseinheit 5 Stück	
SPC11617	Ø 16 Gauge (1,64 mm), 17 cm lang
SPC11817	Ø 18 Gauge (1,23 mm), 17 cm lang
SPC12117	Ø 21 Gauge (0,8 mm), 17 cm lang

Biopsiesystem „ULTIMATE“ Halbautomatisches Biopsiesystem



- ✓ Einstellbare Probenlänge 10 oder 20 mm
- ✓ Mit Zentimetermarkierung, Echo-Marker und Stopper
- ✓ Farbcode auf dem Schieber


Bestell-Nr.	Ø		Länge cm
	mm	Gauge	
Halbautomatisches Biopsiesystem "ULTIMATE", Einmalartikel, Verpackungseinheit 10 Stück			
Z-PM 14-*	2,0	14	7, 10, 15, 16, 20, 25
Z-PM 15-*	1,8	15	10, 20
Z-PM 16-*	1,6	16	10, 15, 16, 20, 25
Z-PM 18-*	1,2	18	7, 10, 16, 20, 25
Z-PM 20-*	0,9	20	10, 15, 20

* Beispiel für die Bestellnummer: Z-PM 14-7 = 14 Gauge, 7 cm lang

AprioCore plus Halbautomatische Biopsienadel

AprioCore[®] plus

SEMI-AUTOMATIC BIOPSY SYSTEM



Bestellinformation

Bestell-Nr.	Gauge Größe	Länge cm
Halbautomatische Biopsienadel „AprioCore plus“, Verpackungseinheit 5 Stück, Einmalprodukt		
AP-ACP16-085-10	16	8,5
AP-ACP16-135-10		13,5
AP-ACP16-185-10		18,5
AP-ACP16-095-20	16	9,5
AP-ACP16-145-20		14,5
AP-ACP16-195-20		19,5
AP-ACP18-085-10	18	8,5
AP-ACP18-135-10		13,5
AP-ACP18-185-10		18,5
AP-ACP18-095-20	18	9,5
AP-ACP18-145-20		14,5
AP-ACP18-195-20		19,5

Passende Coaxial-Nadeln

Bestell-Nr.	Gauge Größe	Länge cm	Farbe der Stutzen
Coaxianadel „Gangi-Soft Guard“, Verpackungseinheit 5 Stück, Einmalprodukt			
AP-SG12-121	12	12,1	Blau
AP-SG13-071	13	7,1	Lila
AP-SG15-071	15	7,1	Schwarz
AP-SG15-121		12,1	
AP-SG15-171		17,1	
AP-SG17-071	17	7,1	Rot
AP-SG17-121		12,1	
AP-SG17-171		17,1	

Für weitere Informationen (in Englisch) besuchen Sie bitte die folgende Seite:

[AprioCore® plus - Home \(apriomed.com\)](http://apriomed.com)

Chiba-Nadeln

[CHIBA-Nadel](#)

[EXPLORA](#)

CHIBA-Nadel

Für die zytologische Biopsie oder Infusion




- ✓ Sehr gut geeignet für Periradikuläre Therapie (**PRT**)
- ✓ Sehr scharfer Chiba-Schliff
- ✓ Besonders flexibel, trotzdem stabil
- ✓ Zentimetereinteilung auf der Nadel mit Tiefenanschlag
- ✓ Transparenter Luer-Lock

Bestell-Nr.	Ø Gauge	Ø mm	Länge cm	Farbcode (Griff)
CHIBA-Nadel, Einmalprodukt, Verpackungseinheit 20 Stück				
ME-1818	18	1,27	18	Pink
ME-2210	22	0,72	10	Schwarz
ME-2215			15	

Weitere Größen auf Anfrage

"EXPLORA" Modifizierte CHIBA-Nadel



- ✓ Scharfer Chiba-Schliff
- ✓ Zentimetereinteilung
- ✓ Farbcode auf Griff und Schieber für die Tiefeneinstellung

Bestell-Nr.	Ø Gauge	Ø mm	Länge in cm
CHIBA-Nadel, Einmalprodukt, Verpackungseinheit 10 Stück			
Z-CN 18-15	18	1,2	15
Z-CN 18-20			20
Z-CN 19-15	19	1,1	15
Z-CN 19-20			20
Z-CN 20-15	20	0,9	15
Z-CN 20-20			20
Z-CN 20-30			30
Z-CN 21-20	21	0,8	20
Z-CN 22-20	22	0,7	20
Z-CN 23-09	23	0,6	9
Z-CN 23-20			20

Weitere Größen auf Anfrage

WANG-Nadeln

[Transbronchiale Aspirationsnadeln „Wang™“](#)

[Perkutane Pulmonalnadeln](#)

Transbronchiale Aspirationsnadeln „Wang™“


Latex-frei

Wang™ transbronchiale Aspirationsnadeln

- ✓ Vielseitigkeit – Histologie- und Zytologienadel für die zentrale oder für periphere Stellen
- ✓ Patentiertes Design des Ansatzes – gewährleistet eine sichere Passage des Endoskops
- ✓ Arretierung – gewährleistet Stabilität der Nadel bei der Probenentnahme
- ✓ Durchsichtiger Teflon-Katheter – ermöglicht direkte Sicht auf das Aspirieren

Wang™ Zytologienadel

- ✓ 100 Serie – steifere Nadel für Probeentnahme in hilären oder mediastinalen Regionen der Lunge
- ✓ 500 Serie – hochflexible Nadel für Probenentnahme in peripheren Regionen der Lunge
- ✓ 200 Serie – kombinierte Nadel, mit den Vorteilen einer flexiblen und steifen Nadel, für Probenentnahme in peripheren oder zentralen Regionen der Lunge




Wang™ Zytologienadel



Wang™ Histologienadel


Bestell-Nr.	Nadel-		Arbeits-		Beschreibung
	Größe in Gauge	Länge in mm	Ø in mm	Länge in cm	
Wang™ Zytologienadel, Verpackungseinheit 4 Stück, Einmalprodukt					
B-MW-122	22	13	1,9	140	Zentral, karinal und mediastinal
B-MW-222					Zentral oder peripher
B-MW-522					Peripher
B-SW-221	21	15	1,9	140	Zentral oder peripher
Wang™ Histologienadel, Verpackungseinheit 4 Stück, Einmalprodukt					
B-MW-319	Innen 21 Außen 19	13 15	1,9	140	Zentral und mediastinal

Perkutane Pulmonalnadeln



- ✓ Absperrhahn - zur Vermeidung von Luftdurchtritt

Bestell-Nr.	Nadelgröße Gauge	Innere Nadel Ø mm	Katheter Länge cm	Beschreibung
GARG Pleurapunktionsnadel, steril, Einmalprodukt, Verpackungseinheit 5 Stück				
B-THR-1720	17	2,3	8	Thorakozenese



- ✓ Katheter-Septum - Versiegelung gegen Luftdurchtritt

Bestell-Nr.	Nadelgröße Gauge	Innere Nadel Ø mm	Katheter Länge cm	Beschreibung
WANG™ Pleurapunktionsnadel, steril, Einmalprodukt, Verpackungseinheit 5 Stück				
B-PTN-1780	17	2,3	8	Thorakozenese

Zubehör

[Gangi-Soft Guard](#)

[Gangi-Hydro Guard](#)

[Punktionsnadel-Führung „SeeStar®“](#)

[Positionsindikator „SeeGrid®“](#)

[Sialographie Set](#)

Gangi-Soft Guard Coaxialnadel mit federndem stumpfem Stilet



Informationen finden Sie auf der nächsten Seite

[Inhaltsverzeichnis](#)

[Zubehör](#)

Beschreibung

- ✓ Biopsienadel mit Trokarschliff und Zentimetermarkierungen
- ✓ Stumpfe Spitze - über Sprungfeder gesteuert
- ✓ Wahlweise kontrolliertes und sicheres Vorschieben durch weiches Gewebe bzw. Penetration ohne Wechsel der Nadel möglich
- ✓ Vermindert das Risiko von Verletzungen von benachbarten Strukturen wie Nerven, Blutgefäßen u.Ä.

Bestellinformation

Bestell-Nr.	Gauge Größe	Länge cm	Farbe der Stutzen
Coaxianadel „ Gangi-Soft Guard“, Verpackungseinheit 5 Stück, Einmalprodukt			
AP-SG12-121	12	12,1	Blau
AP-SG13-071	13	7,1	Lila
AP-SG13-121		12,1	
AP-SG13-171		17,1	
AP-SG15-071	15	7,1	Schwarz
AP-SG15-121		12,1	
AP-SG15-171		17,1	
AP-SG17-071	17	7,1	Rot
AP-SG17-121		12,1	
AP-SG17-171		17,1	

Für weitere Informationen (in Englisch) besuchen Sie bitte die folgende Seite:

<http://apriomed.com/products/gangi-softguard/>

Gangi-Hydro Guard Coaxialnadel Stilett mit Feder zur Hydrodissektion



Informationen finden Sie auf der nächsten Seite

[Inhaltsverzeichnis](#)

[Zubehör](#)

Beschreibung

- ✓ Biopsienadel mit Trokarschliff und Zentimetermarkierungen
- ✓ Stumpfes Stilet - über Sprungfeder gesteuert - mit Loch an der Nadelspitze zur Hydrodissektion
- ✓ LuerLock-Anschluss mit Markierung der Nadelseite mit Loch
- ✓ Kontrolliertes und sicheres Vorschieben durch weiches Gewebe bzw. Penetration ohne Wechsel der Nadel möglich
- ✓ Vermindert das Risiko von Verletzungen von benachbarten Strukturen wie Nerven, Blutgefäßen u.Ä.

Bestellinformation

Bestell-Nr.	Gauge Größe	Länge cm	Farbe der Stutzen
Coaxianadel „ Gangi-Hydro Guard“, Verpackungseinheit 5 Stück, Einmalprodukt, steril			
AP-HG15-121	15	12,1	Schwarz
AP-HG15-171		17,1	
AP-HG17-121	17	12,1	Rot
AP-HG17-171		17,1	

Für weitere Informationen (in Englisch) besuchen Sie bitte die folgende Seite:

[Gangi-HydroGuard® - Home \(apriomed.com\)](http://apriomed.com)

Punktionsnadel-Führung „SeeStar®“ Zur Vereinfachung CT-gestützter Biopsien



- ✓ SeeStar® unterstützt den Arzt durch die Erzeugung eines Artefakts auf dem CT-Bild, das den vorgesehenen Weg der Nadel anzeigt.
- ✓ Reduktionen der Anzahl von Nadelmanipulationen.
- ✓ Stützung der Nadel bei oberflächennahen Punktionsen.
- ✓ Einhaltung der Richtung der Nadel während der Punktionsen.

Bestell-Nr.	Passend für Nadelgrößen	Farbe
Nadelführung „SeeStar®“, Einmalprodukt, VE / 5 Stück		
AP-13312	12G und 13G	Blau
AP-13314	14G und 15G	Grün
AP-13317	17G und 18G	Rosa
AP-13320	20G und 21G	Gelb


Positionsindikator „SeeGrid®“



- ✓ Positionsmarkierung für alle Verfahren, bei denen Positionsangaben von einem CT-Bild auf die Haut des Patienten übertragen werden müssen.
- ✓ Hohe Genauigkeit der Positionsübertragung.
- ✓ Gute Sichtbarkeit bei allen Verfahren der röntgenbasierten Bildgebung.

Bestell-Nr.	Größe
Positionsindikator „SeeGrid®“, Einmalprodukt, Verpackungseinheit 10 Stück	
AP-13200	21 cm x 8 cm

Sialographie Set



Beschreibung

- ✓ Stumpfe Kontrastmittelinjektionsnadel zur schonenden Sondierung der Gänge
- ✓ Zur Erleichterung der Einführung und zur Kontrolle der Einführtiefe mit gebogener Spitze
- ✓ Abgerundeter Dilatator
- ✓ Steriles Einmalprodukt

Vorteil

- ✓ Der Teil der verbleibenden Kanüle zur Untersuchung ist an der Spitze stumpf, sodass leichte Bewegungen des Katheters für den Patienten schmerzfrei möglich sind
- ✓ LuerLock ist transparent, hierdurch ist gewährleistet, dass man sofort sieht, wenn ein Gefäß (Arterie, Vene, Kapillare Strukturen) punktiert wurde (Blutrückstau) und zur besseren Kontrolle der Kontrastmittelinjektion.

Bestellinformation

Bestell-Nr.	SET
Sialographie Set, Einmalprodukt, steril, Verpackungseinheit 10 Stück	
SCIA 2730	Ø 27 Gauge Nadel mit einer Länge von 30mm, Schlauchlänge 30cm

Weitere Größen auf Anfrage